

Flotide Ersatzzelle Typ PoolOne Hydrolyse 15 g/h (7047597)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Typ	PoolOne Hydrolyse
Salzgehalt	1,0 - 2,5 g/l
Geeignet für	15g/h PoolOne Hydrolysesystem
Maximale Zellproduktionsrate	15 g/h
Max. Poolvol.	70 m ³

Generiert am: 10.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>